

Zeckenencephalitis-Ak⁽²⁹⁾ s. Einzelparameter
Borrelia burgdorferi, Ehrlichiose, FSME

Zellkern-Ak⁽¹³⁾ (ANA/ANF) s. Autoantikörper
Probenmaterial Serum, 2 ml

Zelluläres Immunprofil⁽³⁾ s. Lymphozytentypisierung

Zellzahl im Liquor⁽¹⁹⁾ s. Liquordiagnostik
Probenmaterial Liquor, 0,5 ml
Referenzbereich bis 4/μl

Zellzahl in Synovialflüssigkeit⁽¹⁹⁾
Probenmaterial Punktat, 1 ml
Heparinröhrchen auf Anforderung
Referenzbereich bis 200/mm³

Zentromer-Ak⁽¹³⁾ s. Autoantikörper
Probenmaterial Serum, 1 ml

Zink⁽⁷⁾
Probenmaterial Serum, 2 ml, Hämolyse vermeiden
Urin, 10 ml
Referenzbereich Serum: 50 - 120 μg/dl
Urin: 300 - 800 μg/l

Zinn*
Probenmaterial Serum, 2 ml
Urin, 10 ml
Referenzbereich Serum: < 2 μg/l
Urin: < 2 μg/l

Zirkulierende Erythrozyten-Ak⁽⁴²⁾ s. Coombs-Test, indirekt

Zirkulierende Immunkomplexe⁽³⁶⁾
Probenmaterial Serum, 2 ml
Blut unmittelbar nach Gerinnung
zentrifugieren, Versand gefroren
Referenzbereich s. Befundbericht

ZNS

s. Liquordiagnostik

Zoeliakie-AK⁽⁴⁾

Probenmaterial

Referenzbereich

s. Autoantikörper

Serum, 2 ml

Gliadin-IgA-, -IgG-Ak:

< 11 U/ml

Endomysium-IgA-Ak: < 5 U/ml

Endomysium-Ak umfassen auch die humane

Gewebe-Transglutaminase (tTG)

Zollinger-Ellison-Syndrom s. Funktionstests**Zoster**

s. Varicella/Zoster

Zysticerkose-AK⁽⁴⁾ (*Taenia solium*)

Probenmaterial

Referenzbereich

Serum, 2 ml

negativ